

WAVE II

OSPINALATOR R-303

ウェーブ-II



ハイ・クォリティー & ロー・プライス

体形にあわせて変化するローラーシステムで理想的な上半身の擦法治療（体形ガイド擦法）。「強もみ」派から高齢者や女性に人気の「ソフトタッチ」派まで、幅広いニーズにこたえる治療強度の設定。バイブレーションか擦法が選べる下肢部の治療など、ハイ・クォリティー&ロー・プライスのベッド型マッサージ器。

Color variation

患者さんが仰臥する天板は青が標準色。他にグリーン、ピンクをオプションで用意しました。（オプション色はご発注から約3週間を要します。）



WAVE II

High quality
& Low price

Ospinalator R-303 WAVE-II

使い勝手を心得た操作性



治療内容の設定、治療残時間表示や治療強度表示など、使い勝手と見やすさを心得た操作パネルです。



Ospinalator R-303 WAVE-II

体形にあわせて変化する ローラーシステム

独特なカーブを描く頸部から腰部の人体ライン。ローラーシステムはこのラインを適切にトレースしますので、「痛みなく、刺激バランスのよい。」理想的な療法治療を実現しました。
(体形ガイド療法)



Ospinalator R-303 WAVE-II

「強もみ」派も、「ソフトもみ」派も 幅広いニーズにこたえます

「強もみ」を好む患者さんも、「ソフトもみ」のご高齢者や女性でも、幅広いニーズにこたえる治療強度の設定ができます。
(強弱の調整幅は従来器の80%UP)

Ospinalator R-303 WAVE-II

バイブか、擦法が選べる下肢治療

下肢部の治療ではバイブスイッチONでバイブレーションに、OFFで擦法療法にと自由に選べ、異なるタイプの治療をお試しいただけます。

Ospinalator R-303 WAVE-II

充実した基本機能

- ① 頸部マッサージ(上半身)
 - ② 遠心性マッサージ(上半身)
 - ③ 求心性マッサージ(上半身)
 - ④ 体形ガイド療法(上半身)
 - ⑤ バイブレーション(下肢)
 - ⑥ 擦法(下肢)
- バイブスイッチON・OFFで選べます。

Ospinalator R-303 WAVE-II

定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	400VA (ヒーターON) 300VA (ヒーターOFF)
電 撃 の 保 護 形 式	クラスI
電 撃 の 保 護 程 度	B形
外 形 寸 法	2110 (W) × 720 (D) × 540 (H) mm
本 体 重 量	115kg
医 療 用 具 許 可 番 号	27BZ1000

オスピナレーター R-303

<http://www.ooshima.me>



●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

理学療法機器
株式会社 大島製作所

本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03 (3654) 7205
関 西 営 業 所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06 (6744) 0348
名 古 屋 営 業 所 〒451-0054 名古屋市西区南堀越1-18-15 ☎052 (521) 2310
福 岡 営 業 所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092 (592) 3191